

Sistema Hifu 4D Vaginal Y Facial

Número de artículo: BL-509



Introducción

Sistema profesional 2 en 1 de HIFU vaginal y HIFU facial 4D para clínicas de estética médica profesionales. Reafirmación cutánea no invasiva, eliminación de arrugas, contorno corporal y rejuvenecimiento vaginal con sondas 4D multilínea y HIFU vaginal. Estimula el colágeno, sin tiempo de inactividad, seguro y eficaz.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Reducción de Arrugas Faciales	Utiliza los cartuchos DS-1,5 y DS-3,0 para administrar ultrasonido enfocado a la epidermis y dermis, estimulando la producción de colágeno y elastina en zonas como las patas de gallo, líneas de la frente y arrugas periorales.	Suaviza las líneas finas y mejora la textura de la piel con un tratamiento natural sin tiempo de inactividad.
Levantamiento de Rostro Completo	Despliega el cartucho DS-4,5 a una profundidad de 4,5 mm para actuar en la capa SMAS, levantando pómulos caídos, papada y cejas para obtener un efecto de estiramiento facial no quirúrgico.	Proporciona un levantamiento visible y un contorno facial reafirmado sin incisiones.
Contorno de Mandíbula y Mentón	Utiliza los cartuchos de 4,5 mm y el opcional de 8 mm para reafirmar la piel submental y redefinir la línea de la mandíbula, reduciendo la apariencia de la papada.	Crea un perfil facial más definido y juvenil.
Contorno Corporal y Reducción de Grasa	El cartucho opcional de 13 mm enfoca la energía térmica en las capas de grasa subcutánea, induciendo la lipólisis y reduciendo los depósitos de grasa localizada en abdomen, flancos y muslos.	Escultura corporal no invasiva con reducción medible de la circunferencia.
Refinamiento de Cicatrices de Acné y Poros	Las sondas superficiales de 1,5 mm y 3,0 mm estimulan la remodelación del colágeno para rellenar cicatrices deprimidas y minimizar los poros dilatados.	Restaura una superficie cutánea lisa y uniforme, y reduce el tamaño de los poros.
Mejora e Iluminación del Tono Cutáneo	El cartucho de 3,0 mm acelera la renovación celular y la síntesis de colágeno, lo que se traduce en una mejora del tono cutáneo, reducción de la pigmentación y una tez más radiante.	Logra luminosidad juvenil y un tono cutáneo uniforme.
Reafirmamiento Vaginal	Los cartuchos específicos vaginales de 3,0 mm y 4,5 mm administran HIFU a la lámina propia y la capa muscular, provocando la desnaturalización del colágeno y el consiguiente reafirmamiento del canal vaginal.	Mejora el tono vaginal, incrementa el confort íntimo y apoya el bienestar sexual.
Mejora de la Lubricación y Sensibilidad Vaginal	El tratamiento submucoso de 3,0 mm acelera la regeneración celular y promueve la lubricación natural al revitalizar la función glandular.	Alivia la sequedad vaginal y aumenta la sensibilidad para una mayor satisfacción íntima.
Reducción de Bolsas de Ojos y Ojeras	La actuación precisa de la delicada zona periorbital con el cartucho de 1,5 mm reafirma la piel y reduce la apariencia de bolsas infraoculares y ojeras.	Refresca la zona ocular, dándole un aspecto más luminoso y juvenil.

Parámetro	Especificación
Modelo	BL-509
Modos	HIFU Vaginal y HIFU Facial 4D
Potencia	400W
Voltaje	100-240V, 50Hz/60Hz
Energía	Hasta 2,0 J
Cartuchos Vaginales	3,0 mm y 4,5 mm

Parámetro	Especificación
Cartuchos Faciales	1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm (8 mm y 13 mm opcionales)
Disparos por Cartucho	10.000 disparos
Capacidad Total de Disparos	50.000 disparos
Sonda Facial DS-4.5	4 MHz, profundidad de penetración 4,5 mm (actúa en la capa SMAS)
Sonda Facial DS-3.0	8 MHz, profundidad de penetración 3,0 mm (actúa en la capa de colágeno dérmico)
Sonda Facial DS-1.5	10 MHz, profundidad de penetración 1,5 mm (actúa en el tejido epidérmico)
Sonda Vaginal de 4,5 mm	Administra energía a la capa SMAS para la contracción y reafirmamiento
Sonda Vaginal de 3,0 mm	Administra energía al tejido submucoso para la regeneración de colágeno
Peso Bruto	25 kg
Dimensiones del Embalaje	65 x 40 x 70 cm