

Emslim Neo Nova Máquina De Esculpir Cuerpo Ems

Número de artículo: BL-614



Introducción

Equipo profesional de esculpido corporal de alta intensidad electromagnética y RF para construcción muscular y reducción de grasa simultáneas. No invasivo, indoloro, con cuatro mangos para tratamientos multipersona. Logra 30,000 contracciones en 30 minutos. Esculpe abdominales, glúteos, brazos, muslos. Ideal para clínicas y salones.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Esculpir Abdominal	Utiliza contracciones supramáximas para apuntar al recto abdominal y oblicuos, construyendo músculo denso y definido mientras el calor de RF acelera la reducción de grasa abdominal.	Logra un six-pack visible y fuerza central sin abdominales; típicamente notable después de 4 sesiones.
Levantamiento y Tonificación de Glúteos	Se enfoca en los músculos glúteos para aumentar el volumen y el levantamiento, reduciendo simultáneamente los depósitos de grasa adyacentes para una parte trasera contorneada en forma de durazno.	Levantamiento de glúteos no quirúrgico equivalente a sentadillas intensas, con forma y firmeza mejoradas.
Tonificación y Definición de Brazos	Estimula bíceps y tríceps a través de pulsos electromagnéticos profundos, aumentando el tono muscular y eliminando la grasa flácida debajo del brazo.	Aprieta y esculpe los brazos, eliminando las "alas de murciélago" y logrando una estética superior del cuerpo más estilizada.
Contorneado de Muslos	Aplica energía a los cuádriceps e isquiotibiales para fortalecimiento muscular y reducción de grasa dirigida en muslos internos y externos.	Reduce la circunferencia del muslo mientras construye músculo magro, creando piernas más proporcionadas y con forma.
Restauración Postparto	Ayuda a las nuevas madres a restaurar la integridad muscular central y reducir la grasa abdominal postembarazo, incluyendo el abordaje de la diástasis de rectos.	Recupera la confianza corporal previa al bebé de manera segura, sin cirugía ni ejercicio extensivo.
Tratamiento Multizona de Cuerpo Completo	Aprovecha los cuatro mangos para tratar abdomen, glúteos, brazos y muslos simultáneamente en una sesión de 30 minutos.	Maximiza la eficiencia, ofreciendo esculpido integral en una sola visita para clientes con poco tiempo.
Tonificación Rápida Previo a Eventos	Proporciona activación muscular instantánea y tensado térmico para resultados estéticos inmediatos antes de bodas, vacaciones o sesiones fotográficas.	Mejora visible en el tono muscular y firmeza de la piel en cuestión de horas, sin necesidad de recuperación.

Categoría de Especificación	Detalle
Modelo	BL-614
Tecnología Central	Electromagnética Focalizada de Alta Intensidad (HIEMT) combinada con Radiofrecuencia Monopolar Focalizada (RF)
Configuración de Mangos	4 mangos; cada uno ajustable de forma independiente; admite operación sincrónica o separada; diseño ergonómico de 180° para áreas corporales curvas
Penetración de Energía	Hasta 8 cm de profundidad en capas musculares y grasas
Calentamiento RF	Temperatura controlada entre 43-45 °C; energía RF monopolar focalizada accede directamente al tejido adiposo
Estimulación Muscular	Hasta 30,000 contracciones supramáximas por sesión de 30 minutos, equivalente a 30,000 abdominales/sentadillas
Modos Operativos	Múltiples modos de entrenamiento preestablecidos con frecuencia e intensidad ajustables para tratamientos personalizados
Control RF	4 canales RF independientes que permiten salida de energía individualizada y entrega de energía dual simultánea

Categoría de Especificación	Detalle
Sistema de Enfriamiento	Enfriamiento activo por aire integrado previene el sobrecalentamiento del mango, permitiendo operación continua de larga duración
Capacidad de Pacientes	Se pueden tratar de 1 a 4 personas simultáneamente
Protocolo Clínico	4 sesiones durante 2 semanas para resultados óptimos, según estudios clínicos; mejoras visibles a menudo después de la primera sesión
Áreas de Tratamiento	Abdomen, glúteos, brazos superiores (bíceps/tríceps), muslos, pantorrillas
Perfil de Seguridad	No invasivo; sin riesgos de radiación, choque eléctrico o quemaduras; indoloro, no requiere anestesia; cero tiempo de inactividad
Sensación	Los clientes sienten una contracción muscular cálida y suave—sin dolor, sudoración o incomodidad
Post-Tratamiento	Sin período de recuperación; regreso inmediato a las actividades diarias; posible ligera fatiga muscular
Construcción	Materiales de grado médico; construcción robusta para uso diario intensivo en clínicas de alto volumen
Consumo de Energía	Suministro eléctrico estándar (voltaje y frecuencia disponibles bajo petición)
Certificaciones	Cumple con estándares internacionales de seguridad y calidad (CE, RoHS, etc.; verificar con el fabricante)
Garantía	Garantía estándar de 1 año con opciones de cobertura extendida; capacitación in situ disponible
Dimensiones y Peso	Por favor, consulte para datos dimensionales específicos; diseñado para colocación estacionaria con posicionamiento flexible de mangos