

Sistema Hifu 7D Profesional Facial Y Vaginal Para Tratamientos En Clínicas Hifu

Número de artículo: BL-512



Introducción

Sistema HIFU 7D versátil diseñado para clínicas HIFU profesionales, que ofrece tratamientos faciales y vaginales, escultura corporal y tensado de la piel. Cuenta con ultrasonido focalizado micro y macro, 9 cartuchos intercambiables con hasta 20.000 disparos cada uno y una gran pantalla táctil intuitiva.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Lifting y Contorneo Facial	Tratamiento de cara completa usando cartuchos de 1,5-4,5 mm para elevar las mejillas caídas, definir la línea de la mandíbula y suavizar los pliegues nasolabiales.	Estiramiento facial no quirúrgico con tensado visible en una sesión, mejorando durante 2-3 meses.
Rejuvenecimiento Periorbitario	El cartuchos patentado de 2,0 mm apunta a las patas de gallo, las bolsas debajo de los ojos y la ptosis de las cejas, entregando energía de manera segura alrededor del borde orbital.	Reduce las líneas finas y eleva el área de los ojos sin daño térmico a las estructuras oculares.
Revitalización del Cuello y el Escote	Las sondas de 1,5 mm y 3,0 mm tratan las líneas horizontales del cuello y la piel de pecho arrugada, un área común de envejecimiento temprano.	Alisa la textura y restaura la firmeza, a menudo con una sola pasada.
Reducción de Papada y Grasa Submental	Los cartuchos de 4,5 mm y 6 mm concentran la energía en la grasa supraplatismal, interrumpiendo los adipocitos y tensando la piel suprayacente.	Contornea el perfil del mentón y el cuello sin inyecciones de lipólisis o cirugía.
Contorneo Corporal y Reducción Circunferencial	Las sondas de 9 mm y 13 mm apuntan a la grasa obstinada en el abdomen, los flancos y los muslos, reduciendo la circunferencia y mejorando la flacidez de la piel.	Destrucción no invasiva de células grasas con adelgazamiento gradual durante 3-12 meses.
Suavizado de la Celulitis	Los cartuchos profundos tratan los tabiques fibrosos y los glóbulos de grasa responsables del hundimiento de "piel de naranja" en los muslos y los glúteos.	Mejora visiblemente la uniformidad y la textura de la superficie de la piel, aumentando la confianza del paciente.
Rejuvenecimiento y Tensado Vaginal	Las sondas vaginales de 3,0 mm y 4,5 mm contraen las capas mucosas y musculares, abordando la flacidez a menudo debida al parto o al envejecimiento.	Mejora la función sexual, aumenta la lubricación natural y reduce los síntomas de incontinencia urinaria de estrés.
Retracción de la Piel Postquirúrgica	Después de la liposucción o la abdominoplastia, HIFU acelera la contracción de la piel y la remodelación del colágeno, mejorando la suavidad del contorno.	Acelera la recuperación y reduce las irregularidades de la superficie, optimizando los resultados quirúrgicos.

Parámetro	Valor
Modelo	BL-512
Tecnología	MMFU (Ultrasonido Focalizado Micro y Macro)
Funciones	Tensado de la piel, eliminación de arrugas, contorno corporal, tensado vaginal
Voltaje	110-240 V, 50/60 Hz
Áreas de Tratamiento	Cara completa, cara inferior, escote, abdomen, brazos, muslos, glúteos, área vaginal
Disparos HIFU por Cartuchos	20.000
Cartuchos Incluidos	Cara/Cuerpo: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9,0 mm, 13 mm; Vaginal: 3,0 mm, 4,5 mm
Espaciado de Puntos	5,0-25 mm

Parámetro	Valor
Salida de Energía	0,1-3,0 J
Pantalla	Pantalla Táctil de 10,4 pulgadas
Peso Bruto	18,0 kg
Tamaño del Paquete	54 x 46 x 46 cm
Garantía	2 Años