

Estiramiento Vaginal Hifu Ginecología Tratamiento Hifu

Número de artículo: BL-508



Introducción

HIFU vaginal no invasivo para reafirmar, rejuvenecer y mejorar el bienestar. Tratamientos seguros, sin dolor y con resultados duraderos. Más información

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Tensión	AC 100V-240V, 50/60Hz
Modelo HIFU	HIFU vaginal
Potencia	0,1J (débil) a 1,0J (fuerte) (0,1J/paso)
Espaciado	1,0 a 3,0 mm (0,1 mm/paso)
Distancia focal	5 a 25 mm (1,0 mm/paso)
Ángulo de rotación	5°-25°
Fusible	FL5X20/3,15A con tampón (fusible doble)
Peso neto	15 kg
Tamaño	42x55x80cm